


# FACE SHIELD INFO SHEET




VERMINDER HET RISICO VAN BLOOTSTELLING & BESCHERM JEZELF MET XPEL FACE SHIELD

Gebruik de XPEL FACE SHIELD in situaties waar aëro-solen, spetters of spetters aanwezig kunnen zijn.

**GEBRUIK GEEN MAGNETRON OM XPEL FACE SHIELD TE STERILIZEREN.**



SKU: XPF55



SKU: XPF55

## FACE SHIELD **KENMERKEN**

- ✓ **UNIVERSELE FIT** - XPEL FACE SHIELD past hoofdmaten variërend van 48-60cm omtrek met klittenbandsluiting om op achterhoofd vast te zetten
- ✓ **VOLLEDIGE BESCHERMING**- XPEL FACE SHIELD Biedt een barriere van 23 cm.
- ✓ **FLEXIBELE CONSTRUCTIE** - Gemaakt van een gelaagd thermoplastisch polyurethaan en acrylkleefmiddel.
- ✓ **KRASBESTENDIG**- Elastomere polymeretoplaag laat kleine oppervlakkige krassen na verloop van tijd verdwijnen.
- ✓ **CHEMISCH BESTENDIG** - Reinig uw XPEL FACE SHIELD met 99% isopropylalcohol (IPA), bleekmiddel, 3% waterstofperoxide of huishoudelijke Oppervlaktereinigings.
- ✓ **NAUWKEURIGHEID** - XPEL FACE SHIELD is ontworpen voor een consistente pasvorm en afwerking.

**WARNING:** The use of XPEL film on various devices used in the healthcare context, including medical shields has not been tested or approved by the National Institute for Occupational Safety and Health, the Centers for Disease Control, the U.S. Food and Drug Administration, or any other regulatory agency, and has not been proven safe or effective with respect to protection against any infectious or communicable disease, including, without limitation, COVID-19. Any user of XPEL film in such a manner does so solely at his or her own risk.

XPEL EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, WITH RESPECT TO THE FACE SHIELD SUPPLIED UNDER THIS AGREEMENT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR ARISING FROM COURSE OF PERFORMANCE, DEALING, USAGE OR TRADE. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, XPEL MAKES NO CLAIM, REPRESENTATION, OR WARRANTY OF ANY KIND AS TO THE UTILITY OF THE PRODUCTS FOR CUSTOMER'S INTENDED USES.

### WAT IS DE MATERIËLE SAMENSTELLING VAN HET XPEL FACE SHIELD?

Het XPEL gelaatsscherm is gemaakt van een gelaagd thermoplastisch polyurethaan- en acrylkleefmiddel, met een chemisch bestendige transparante coating. De blanke lak maakt gebruik van speciale elastomeer polymeren waardoor kleine krasjes op het oppervlak na verloop van tijd kunnen verdwijnen.

### WELKE REINIGINGSMATERIALEN KAN IK GEBRUIKEN ZONDER DE FACE SHIELD TE BESCHADIGEN?

Reinig uw XPEL FACE SHIELD met 99% isopropylalcohol (IPA), bleekmiddel, 3% waterstofperoxide of andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het gelaatsscherm schoon te vegen zonder schade te veroorzaken.

### KAN IK EEN MAGNETRON GEBRUIKEN OM EEN XPEL-GEZICHTSSCHILD TE STERILISEREN?

Nee, probeer een XPEL FACE SHIELD niet in de magnetron te steriliseren.

### IS ER MEER DAN ÉÉN MAAT XPEL GEZICHTSSCHILD?

Het XPEL FACE SHIELD is in Europa beschikbaar in een 23 cm variant. Ze zijn ontworpen om universeel te passen.

### ZIJN ER NOG ANDERE VARIANTEN VAN DE XPEL FACE SHIELD IN ONTWIKKELING?

XPEL is dagelijks bezig met het verbeteren en aanpassen van zijn producten. Op dit moment wordt er een kleinere XPEL FACE SHIELD ontwikkeld t.b.v. gezichtsbescherming voor kinderen.

### IS HET XPEL FACE SHIELD HERBRUIKBAAR?

Hoewel uitgebreide tests niet zijn voltooid voor de levensduur van een XPEL FACE SHIELD, is het bedoeld voor meervoudig gebruik totdat het beschadigd, verslechterd of ernstig vervuild is.